



Levinumad küsimused



Kas glükoosimonitori mõõdetud andmeid saab jagada?

Jah. Telefonirakendusest saab jagada andmeid lähedastega reaalajas vaatamiseks. Lisaks saab andmeid eksportida PDF failina ning tervishoiutöötajatega saab andmeid jagada ka spetsiaalse veebiplatvormi [equil.pancares](https://equil.pancares.com) kaudu.

Milliste telefonidega LinX glükoosimonitor ühildub?

Android telefoni puhul on vajalik operatsioonisüsteem 10.0 või uuem. Huawei telefonimudelitel Harmony OS2. Iphone telefonidel operatsioonisüsteem IOS 14 või uuem.

Rakendus näitab veateadet parooli loomisel

Konto loomisel LinX rakendusse, peab loodav salasõna olema vähemalt 8 tähemärki pikk. Lisaks peab salasõna sisaldama suurt ja väikest tähte, numbrit ning erimärki (näiteks ! või ?).

Rakendus ei leia monitori peale paigaldust

Kui monitor on nahale paigaldatud, kuid rakenduses ei ole monitor ühendamiseks leitav, kontrolli esmalt et telefonis on Bluetooth sisse lülitatud.

Kui probleem ei lahene, kata nahale paigaldatud sensor 3-5 sekundiks aplikaatoriga ning proovi seejärel uuesti ühendada Bluetoothiga. Aplikaatoris olev magnet aktiveerib Bluetoothi monitori sees.

Kuidas saab retsepti monitorile?

Retsepti glükoosimonitori soodustusega soetamiseks saab väljastada endokrinoloog või lastearst. Retsept väljastatakse esimese tüüpi diabeetikutele ning teise tüüpi diabeetikutele, kes on intensiivsel insuliiniravil.

Kas LinX glükoosimonitor vajab kalibreerimist?

LinX glükoosimonitor ei vaja kalibreerimist. Soovi korral saab kalibreerida seadet alates teisest kasutamispäevast, kuid esimese 24h jooksul ei ole monitori kalibreerimine soovitatav.

Monitori näidud on ebatäpsed

Esimese 24h jooksul seade kohaneb teie kehaga ning muutub täpsemaks. Kui ebatäpsus püsib ka peale 24h möödumist, saate soovi korral monitori kalibreerida. Monitor paigalda nahale ajal, mil veresuhkur on stabiilne ja ei ole suuri kõikumisi veresuhkru tasemes, et tagada monitori täpsus. Hea aeg paigaldamiseks on näiteks hommikul enne söömist.

Sensor kukkus naha küljest ära või tuli nahalt lahti enne kasutusaja lõppu

Monitori paigaldamise alustamisele eelnevalt ei tohi nahka kreemitada ega kasutada muid nahahooldustooteid ning nahk peab olema täielikult kuiv ja puhas. Paigaldamist alustades tuleb eelnevalt nahk hoolikalt desinfitseeriva vahendiga puhastada ja lasta täielikult kuivada. Nende sammude järgimine tagab sensori püsivuse terveks kandmisperioodiks.

Vajadusel saab apteegist küsida soovitusi lisaplaastritele, et tagada sensori püsimine nahal.

Milline ühik valida rakenduse kasutamiseks – kas mmol/l või mg/dl ?

Eestis on kasutusel ühik mmol/l ning soovitame valida antud ühiku rakenduse kasutamiseks.

Kuhu monitor paigaldada?

Monitor tuleb paigaldada piirkonnale kehal, kus on palju rasvkudet. Soovituslikud paigalduspiirkonnad on õlavarre tagakülg või kõht. Sensor paigalda kohta kus ei ole arme, venitusarme, sünnimärke, muid naha ebakorrapärasusi ega insuliini süstekohta.

Kas pakendis on kõik vajalik monitori kasutamiseks olemas?

Pakend sisaldab monitori koos aplikaatoriga. Monitori kasutamiseks tuleb veel ka alla laadida telefonirakendus LinX CGM, mille kaudu näete monitori mõõdetud andmeid. Rakendus on lisatasudeta.

Milline rakendus tuleb alla laadida LinX monitori kasutamiseks?

LinX monitor töötab koos telefoni-rakendusega, mis on leitav nime alt **LinX CGM**.

Lisatud pildil on näha ka rakenduse logo (roheline taust valge ringiga) ->

